



Description d'article

Numéro de commande	70.3020
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 20 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, compatible avec Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Brand et Socorex et modèles similaires, 1000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Brand et Socorex et modèles similaires
Volume de travail	20 µl
Filtre	non
Couleur de codage	gris
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Volume max.	20 µl
Longueur du produit	46 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit de diagnostic in vitro
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	720000
Profondeur du carton	533 mm
Largeur du carton	263 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0,0196 cbm
Poids du produit	0,0002 kg
Poids du carton	2,19 kg
Code EAN de la boîte	4038917525862
Code EAN du carton d'emballage	4038917525855

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

