




Spécification de produit
Pointe de pipette, 200 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 480
pièce(s)/StackPack

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	70.3030.110
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 200 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, Low Retention, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires, 480 pièce(s)/StackPack

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires
Volume de travail	200 µl
Filtre	non
Couleur de codage	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Pointe de pipette, 200 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 480
pièce(s)/StackPack

Page 2

Dimensions

Volume max. 200 µl
Longueur du produit 51 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1920
Type d'emballage intérieur StackPack
pièces / boîte 1920
pièces / carton 1920
pièces / pallet 291840
Profondeur du carton 290 mm
Largeur du carton 157 mm
Hauteur du carton 225 mm
Volume du carton 0.0102 cbm
Poids du produit 0.0006 kg
Poids du carton 1.69 kg
Code EAN de la boîte 4038917846004
Code EAN du carton 4038917846011
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT