




**Spécification de produit**  
**Pointe de pipette, 200 µl, transparent, PCR**  
**Performance Tested, Low Retention, 96**  
**pièce(s)/boîte**

**Page 1**



### **Description d'article**

Numéro de commande	70.3030.210
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 200 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, Low Retention, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires
Volume de travail	200 µl
Filtre	non
Couleur de codage	jaune
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Pointe de pipette, 200 µl, transparent, PCR**  
**Performance Tested, Low Retention, 96**  
**pièce(s)/boîte**

**Page 2**

### **Dimensions**

Volume max.	200 µl
Longueur du produit	51 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1920
Type d'emballage intérieur	boîte
pièces / boîte	480
pièces / carton	1920
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton intérieur	330 mm
Largeur du carton intérieur	111 mm
Hauteur du carton intérieur	148 mm
Profondeur du carton	348 mm
Largeur du carton	325 mm
Hauteur du carton	245 mm
Volume du carton	0.0277 cbm
Poids du produit	0.0011 kg
Poids du carton	5.16 kg
Code EAN de la boîte	4038917847155
Code EAN du carton d'emballage	4038917847162

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**