




Description d'article

Numéro de commande	70.3030.255
Description d'article	Pointe avec filtre, volume de travail : 100 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, Biosphere® plus, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit et Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit et Brand et modèles similaires
Volume de travail	100 µl
Filtre	oui
Couleur de codage	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	100 µl
Longueur du produit	51 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériau du filtre	Polyéthylène (PE)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1920
Type d'emballage intérieur	boîte
pièces / boîte	480
pièces / carton	1920
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton intérieur	330 mm
Largeur du carton intérieur	111 mm
Hauteur du carton intérieur	148 mm
Profondeur du carton	348 mm
Largeur du carton	325 mm
Hauteur du carton	245 mm
Volume du carton	0.0277 cbm
Poids du produit	0.0011 kg
Poids du carton	3.23 kg
Code EAN de la boîte	4038917846042
Code EAN du carton	4038917846059
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

