



### **Description d'article**

Numéro de commande	70.3030.385
Description d'article	Pointe avec filtre, volume de travail : 20 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, Biosphere® plus, Low Retention, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit et Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/SingleRefill

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit et Brand et modèles similaires
Volume de travail	20 µl
Filtre	oui
Couleur de codage	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume max.	20 µl
Longueur du produit	51 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériau du filtre	Polyéthylène (PE)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1920
Type d'emballage intérieur	SingleRefill
pièces / boîte	480
pièces / carton	1920
pièces / pallet	115200
Profondeur du carton intérieur	291 mm
Largeur du carton intérieur	105 mm
Hauteur du carton intérieur	148 mm
Profondeur du carton	437 mm
Largeur du carton	307 mm
Hauteur du carton	170 mm
Volume du carton	0.0228 cbm
Poids du produit	0.0008 kg
Poids du carton	5.16 kg
Code EAN de la boîte	4038917847070
Code EAN du carton d'emballage	4038917847087

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

