




## Description d'article

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 70.3031.100                                                                                                                                                                                                                                              |
| Description d'article | Pointe de pipette, volume de travail : 250 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires, 480 pièce(s)/StackPack |

## Caractéristiques du produit

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graduation        | oui                                                                                         |
| Compatible avec   | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires |
| Volume de travail | 250 µl                                                                                      |
| Filtre            | non                                                                                         |
| Couleur de codage | jaune                                                                                       |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## **Dimensions**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Volume max.         | 250 µl |
| Longueur du produit | 51 mm  |

## **Matériau et coloris**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit  | transparent        |

## **Pureté et certification**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE          | CE                      |
| Label de pureté      | PCR Performance Tested  |
| Alloti               | oui                     |

## **Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 1920          |
| Type d'emballage intérieur     | StackPack     |
| pièces / boîte                 | 1920          |
| pièces / carton                | 1920          |
| pièces / pallet                | 291840        |
| Profondeur du carton           | 290 mm        |
| Largeur du carton              | 157 mm        |
| Hauteur du carton              | 225 mm        |
| Volume du carton               | 0.0102 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0006 kg     |
| Poids du carton                | 1.69 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917796002 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917845311 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

