




Description d'article

Numéro de commande	70.3040.100
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 300 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires, 480 pièce(s)/StackPack
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires
Volume de travail	300 µl
Filtre	non
Couleur de codage	orange

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	300 µl
Diamètre	7 mm
Longueur du produit	60 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certificat de conformité	oui
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1920
Type d'emballage intérieur	StackPack
pièces / boîte	1920
pièces / carton	1920
pièces / pallet	245760
Profondeur du carton	290 mm
Largeur du carton	186 mm
Hauteur du carton	225 mm
Volume du carton	0.0121 cbm
Poids du produit	0.0007 kg
Poids du carton	1.69 kg
Code EAN de la boîte	4038917433433
Code EAN du carton d'emballage	4038917433426

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

