



Description d'article

Numéro de commande	70.3040
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 300 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit et Brand et modèles similaires, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit et Brand et modèles similaires
Volume de travail	300 µl
Filtre	non
Couleur de codage	orange
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	300 µl
Diamètre	7 mm
Longueur du produit	60 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certificat de conformité	oui
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	420000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0396 cbm
Poids du produit	0.0004 kg
Poids du carton	4.18 kg
Code EAN de la boîte	4038917434522
Code EAN du carton d'emballage	4038917434515

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

