



### **Description d'article**

Numéro de commande	70.3050.030
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 1 000 µl, noir, PCR Performance Tested, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.02

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Volume de travail	1.000 µl
Filtre	non
Couleur de codage	bleu
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Dimensions**

Volume max.	1000 µl
Diamètre	9 mm
Longueur du produit	72 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit noir

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Certificat de conformité oui  
Label de pureté PCR Performance Tested  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 5000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 5000  
pièces / pallet 180000  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 300 mm  
Volume du carton 0.0475 cbm  
Poids du produit 0.0009 kg  
Poids du carton 5.24 kg  
Code EAN de la boîte 4038917434614  
Code EAN du carton d'emballage 4038917434607

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

