



Description d'article

Numéro de commande	70.3050.030
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 1 000 µl, noir, PCR Performance Tested, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Volume de travail	1000 µl
Filtre	non
Couleur de codage	bleu
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Volume max.	1000 µl
Diamètre	9 mm
Longueur du produit	72 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit noir

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Certificat de conformité oui
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 5000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 5000
pièces / pallet 180000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 300 mm
Volume du carton 0,0475 cbm
Poids du produit 0,0009 kg
Poids du carton 5,24 kg
Code EAN de la boîte 4038917434614
Code EAN du carton d'emballage 4038917434607

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

