



### **Description d'article**

Numéro de commande	70.3050.305
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 1 000 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, Biosphere® plus, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette et Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/SingleRefill
Code NACRES	NB.02

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette et Brand et modèles similaires
Volume de travail	1.000 µl
Filtre	non
Couleur de codage	bleu
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume max.	1000 µl
Diamètre	9 mm
Longueur du produit	72 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certificat de conformité	oui
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1920
Type d'emballage intérieur	SingleRefill
pièces / boîte	480
pièces / carton	1920
pièces / pallet	69120
Profondeur du carton intérieur	495 mm
Largeur du carton intérieur	105 mm
Hauteur du carton intérieur	148 mm
Profondeur du carton	512 mm
Largeur du carton	325 mm
Hauteur du carton	237 mm
Volume du carton	0.0394 cbm
Poids du produit	0.0014 kg
Poids du carton	4.12 kg
Code EAN de la boîte	4038917424639
Code EAN du carton d'emballage	4038917424622

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

