



### **Description d'article**

Numéro de commande	70.3060.255
Description d'article	Pointe avec filtre, volume de travail : 1000 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, Biosphere® plus, compatible avec Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte
Code NACRES	NB.02

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Compatible avec	Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires
Volume de travail	1000 µl
Filtre	oui
Couleur de codage	bleu

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Dimensions**

Volume max.	1000 µl
Diamètre	9 mm
Longueur du produit	90 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Produit de diagnostic in vitro
Certificat de conformité	oui
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1920
Type d'emballage intérieur	boîte
pièces / boîte	480
pièces / carton	1920
pièces / pallet	61440
Profondeur du carton	547 mm
Largeur du carton	325 mm
Hauteur du carton	245 mm
Volume du carton	0,0436 cbm
Poids du produit	0,002 kg
Poids du carton	5,41 kg
Code EAN de la boîte	4038917432269
Code EAN du carton d'emballage	4038917432252

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

