



Description d'article

Numéro de commande	80.626
Description d'article	Écouvillon médico-légal, rond, traité ETO, ISO 18385, longueur de tige : 150 mm, matériau de tige : bois, tête d'écouvillon rond, matériau d'écouvillon : coton, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Prélèvement d'échantillons de médecine légale
-----------------------	---

Dimensions

Diamètre	2,2 mm
Largeur du produit	2,2 mm
Longueur du produit	150 mm
Longueur de la tige du tampon	150 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Couleur du produit	multicolore
Matériau de l'embout	coton
Matériau de la tige	bois

Pureté et certification

Satisfait les exigences	ISO 18385
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	traité ETO
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	68000
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0,023 cbm
Poids du produit	0,0012 kg
Poids du carton	1,95 kg
Code EAN de la boîte	4038917279345
Code EAN du carton d'emballage	4038917279338

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

