



## Description d'article

Numéro de commande	80.629.001
Description d'article	Écouvillon médico-légal, rond, dans le tube avec membrane de ventilation, avec étiquette papier, traité ETO, ISO 18385, Séchage passif, longueur de tige : 95 mm, matériau de tige : bois, tête d'écouvillon rond, matériau d'écouvillon : coton, tube : PP, blister sans aluminium, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.14

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Version	dans le tube avec membrane de ventilation
Domaine d'application	Prélèvement d'échantillons de médecine légale

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





## Dimensions

Diamètre	15.35 mm
Largeur du produit	18.05 mm
Hauteur du produit	106.8 mm
Longueur du produit	107 mm
Longueur avec bouchon	97.6 µm
Longueur sans bouchon	106 mm
Longueur avec bouchon et tige	106.8 µm
Longueur de la tige du tampon	95 mm

## Matériau et coloris

Couleur du produit	multicolore
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	blanc
Matériau de l'embout	coton
Matériau de la tige	bois
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

## Pureté et certification

Satisfait les exigences	ISO 18385
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	traité ETO
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

## Conditionnement

Minimum order qty.	800
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	800
pièces / pallet	20000
Profondeur du carton intérieur	211 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	171 mm
Profondeur du carton	437 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





**Spécification de produit**  
**Écouvillon médico-légal, rond, dans le tube avec**  
**membrane de ventilation, ISO 18385, 95 mm,**  
**coton**

**Page 3**

Largeur du carton	363 mm
Hauteur du carton	335 mm
Volume du carton	0.0531 cbm
Poids du produit	0.0065 kg
Poids du carton	7.29 kg
Code EAN de la boîte	4038917276887
Code EAN du carton d'emballage	4038917428941

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2024-03-28

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**