



Description d'article

Numéro de commande	80.630
Description d'article	Écouvillon médico-légal, rond, dans le tube avec membrane de ventilation, traité ETO, ISO 18385, Séchage passif, longueur de tige : 85 mm, matériau de tige : PS, tête d'écouvillon rond, matériau d'écouvillon : viscose, tube : PP, 1 pièce(s)/tube de transport
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Bouchon	cape à pression standard
Type de système de fermeture	couvercle coiffant
Version	dans le tube avec membrane de ventilation
Domaine d'application	Prélèvement d'échantillons de médecine légale

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Longueur du produit	175 mm
Longueur sans bouchon	105 mm
Longueur de la tige du tampon	85 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	blanc
Matériau du bouchon	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	blanc
Matériau de l'embout	viscose
Matériau de la tige	Polystyrène (PS)
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	ISO 18385
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	traité ETO
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	tube de transport
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	33000
Profondeur du carton intérieur	181 mm
Largeur du carton intérieur	97 mm
Hauteur du carton intérieur	98 mm
Profondeur du carton	498 mm
Largeur du carton	373 mm
Hauteur du carton	115 mm
Volume du carton	0,0214 cbm
Poids du produit	0,0074 kg
Poids du carton	4,52 kg
Code EAN de la boîte	4038917275026

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Spécification de produit
Écouvillon médico-légal, rond, dans le tube avec
membrane de ventilation, ISO 18385, 85 mm,
viscose

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917275019

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2021-10-27

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT