



Spécification de produit

Rotor de plaque, pour 2 tubes jusqu'à 35 mm Ø et 6 tubes, jusqu'à 20 mm Ø et 6 tubes, jusqu'à 12,5 mm Ø, pour SARMIX® M 2000

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	92.180.611
Description d'article	Rotor de plaque, pour 2 tubes jusqu'à 35 mm Ø et 6 tubes, jusqu'à 20 mm Ø et 6 tubes, jusqu'à 12,5 mm Ø, pour SARMIX® M 2000, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.73

Caractéristiques du produit

Compatible avec	SARMIX® M 2000
Capacité de stockage	2

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

Rotor de plaque, pour 2 tubes jusqu'à 35 mm Ø et 6 tubes, jusqu'à 20 mm Ø et 6 tubes, jusqu'à 12,5 mm Ø, pour SARMIX® M 2000

Page 2

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	10
pièces / pallet	10
Volume du carton	0.0122 cbm
Poids du produit	0.2009 kg
Poids du carton	2.21 kg
Code EAN de la boîte	4038917101998
Code EAN du carton d'emballage	4038917075756

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT