


## Spécification de produit Plateau rotor, pour 24 tubes jusqu'à 17 mm Ø(tubes de 15 ml), pour SARMIX® M 2000

Page 1



### **Description d'article**

Numéro de commande 92.180.617

Description d'article Plateau rotor, pour 24 tubes jusqu'à 17 mm Ø(tubes de 15

ml), pour SARMIX® M 2000, 1 pièce(s)/carton

Code NACRES NB.73

## Caractéristiques du produit

Compatible avec SARMIX® M 2000

Capacité de stockage 24

#### Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti non

#### Conditionnement

Minimum order qty. 1

Type d'emballage intérieur carton

pièces / boite 1
pièces / carton 10
pièces / pallet 10

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication: 2024-04-27

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT** 



# Spécification de produit Plateau rotor, pour 24 tubes jusqu'à 17 mm Ø(tubes de 15 ml), pour SARMIX® M 2000

Page 2

Volume du carton 0.0122 cbm
Poids du produit 0.2299 kg
Poids du carton 2.31 kg

 Code EAN de la boite
 4038917245906

 Code EAN du carton
 4038917245890

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Date de publication: 2024-04-27

SARSTEDT