



Description d'article

Numéro de commande	92.181.612
Description d'article	Rotor, pour 6 récipients, pour tubes Ø 28 mm

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes Ø 28 mm
Capacité de stockage	6

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	40
Volume du carton	0.0053 cbm
Poids du produit	1.3595 kg
Poids du carton	1.36 kg
Code EAN de la boîte	4038917156271

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Rotor, pour 6 récipients, pour tubes Ø 28 mm

Page 2

Code EAN du carton
d'emballage

4038917156264

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-24

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT