



Description d'article

Numéro de commande	86.1567.051
Description d'article	Ensemenceur, volume de recueil : 1 µl, matériau : PS, blanc, stérile, 48 pièce(s)/blister

Dimensions

Largeur du produit	4 mm
Longueur du produit	198 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	192000
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	960
pièces / carton	1920
pièces / pallet	253440
Profondeur du carton intérieur	216 mm
Largeur du carton intérieur	161 mm
Hauteur du carton intérieur	101 mm
Profondeur du carton	338 mm
Largeur du carton	228 mm
Hauteur du carton	120 mm
Volume du carton	0.0092 cbm
Poids du produit	0.0011 kg
Poids du carton	2.53 kg
Code EAN de la boîte	4038917258166
Code EAN du carton d'emballage	4038917258159

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

