



### **Description d'article**

Numéro de commande	86.1569.001
Description d'article	Spatule d'inoculation, matériau : PS, bleu, Pour l'étalement d'une suspension de bactéries, stérile, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.14

### **Caractéristiques du produit**

Exemple d'utilisation	Pour l'étalement d'une suspension de bactéries
-----------------------	--

### **Dimensions**

Largeur du produit	40 mm
Longueur du produit	185 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	bleu

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	500
pièces / pallet	32000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	298 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0,0255 cbm
Poids du produit	0,0021 kg
Poids du carton	3,03 kg
Code EAN de la boîte	4038917130981
Code EAN du carton d'emballage	4038917023559

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

