



### **Description d'article**

Numéro de commande	86.1569.005
Description d'article	Étaleur rateau, matériau : PS, bleu, Pour l'étalement d'une suspension de bactéries, stérile, 4 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.14

### **Caractéristiques du produit**

Exemple d'utilisation	Pour l'étalement d'une suspension de bactéries
-----------------------	--

### **Dimensions**

Largeur du produit	40 mm
Longueur du produit	185 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	bleu

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	pas de marquage CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	4
pièces / carton	500
pièces / pallet	33000
Profondeur du carton	438 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0.0182 cbm
Poids du produit	0.002 kg
Poids du carton	1.7 kg
Code EAN de la boîte	4038917130998
Code EAN du carton d'emballage	4038917023566

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

