



Description d'article

Numéro de commande	86.1569.005
Description d'article	Spatule d'inoculation, matériau : PS, bleu, Pour l'étalement d'une suspension de bactéries, stérile, 4 pièce(s)/emballage pelable
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Exemple d'utilisation	Pour l'étalement d'une suspension de bactéries
-----------------------	--

Dimensions

Largeur du produit	40 mm
Longueur du produit	185 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	bleu

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Numéro de lot ou de série	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	emballage pelable
pièces / boîte	4
pièces / carton	500
pièces / pallet	33000
Profondeur du carton	438 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0,0182 cbm
Poids du produit	0,002 kg
Poids du carton	1,7 kg
Code EAN de la boîte	4038917130998
Code EAN du carton d'emballage	4038917023566

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

