



Description d'article

Numéro de commande	93.1646.004
Description d'article	DishRack, hauteur : 370 mm, matériau : PC, vert, pour 88 boîtes de Petri jusqu'à 92 mm Ø, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Capacité de stockage	88
----------------------	----

Dimensions

Hauteur du produit	370 mm
--------------------	--------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	vert

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	108
Profondeur du carton	383 mm
Largeur du carton	193 mm
Hauteur du carton	190 mm
Volume du carton	0.014 cbm
Poids du produit	1.086 kg
Poids du carton	1.35 kg
Code EAN de la boîte	4038917132589
Code EAN du carton	4038917030496
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

