



Description d'article

Numéro de commande	93.1646.080
Description d'article	Lèvre de maintien en silicone, pour DishRack 80, longueur : 370 mm, matériau : silicone, translucide, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Compatible avec	DishRack 80
-----------------	-------------

Dimensions

Largeur du produit	65 mm
Longueur du produit	370 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	silicone
Couleur du produit	translucide

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	30
pièces / pallet	3240
Profondeur du carton	383 mm
Largeur du carton	193 mm
Hauteur du carton	190 mm
Volume du carton	0.014 cbm
Poids du produit	0.0579 kg
Poids du carton	2 kg
Code EAN de la boîte	4038917132596
Code EAN du carton	4038917040655
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

