



Description d'article

Numéro de commande	82.1195
Description d'article	Boîte de Petri, (Ø x h) : 92 x 16 mm, matériau : PS, transparent, 2 parties, avec ergots de ventilation, 20 pièce(s)/sachet tubulaire
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Température minimale	0 °C
Température maximale	80 °C
Ergots de ventilation	oui

Dimensions

Volume max.	60 ml
Diamètre	92 mm
Hauteur du produit	16 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	pas de marquage CE
Sans latex	oui
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	480
Type d'emballage intérieur	sachet tubulaire
pièces / boîte	480
pièces / carton	480
pièces / pallet	9600
Profondeur du carton	584 mm
Largeur du carton	387 mm
Hauteur du carton	350 mm
Volume du carton	0.0791 cbm
Poids du produit	0.0163 kg
Poids du carton	8.93 kg
Code EAN de la boîte	4038917085700
Code EAN du carton d'emballage	4038917004336

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

