


# Spécification de produit Boîte de Pétri, 92 x 16 mm, rouge, avec ergots de ventilation

Page 1



### **Description d'article**

Numéro de commande 82.1473.020

Description d'article Boîte de Pétri, (Ø x h) : 92 x 16 mm, matériau : PS, rouge,

avec ergots de ventilation, 20 pièce(s)/sachet tubulaire

Code NACRES NB.14

### Caractéristiques du produit

Température minimale 0 °C
Température maximale 80 °C
Ergots de ventilation oui

#### **Dimensions**

Volume max. 80 ml
Diamètre 92 mm
Hauteur du produit 16 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





# Spécification de produit Boîte de Pétri, 92 x 16 mm, rouge, avec ergots de ventilation

Page 2

#### Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)

Couleur du produit rouge

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Sans latex oui Fiche de données de sécurité non Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 480

Type d'emballage intérieur sachet tubulaire

pièces / boite 480 pièces / carton 480 pièces / pallet 9600 Profondeur du carton 584 mm Largeur du carton 387 mm 360 mm Hauteur du carton Volume du carton 0.0814 cbm Poids du produit 0.0169 kg Poids du carton 9.25 kg

 Code EAN de la boite
 4038917129343

 Code EAN du carton
 4038917022149

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

