



### **Description d'article**

Numéro de commande	82.9923.429
Description d'article	Boîte de Petri, (Ø x h) : 68,45 x 15 mm, matériau : PS, transparent, sans ergot de ventilation, stérile, 10 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Ergots de ventilation	non
-----------------------	-----

### **Dimensions**

Diamètre	68.45 mm
Hauteur du produit	15 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Sans latex	oui
Label de pureté	stérile
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	600
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	10
pièces / carton	600
pièces / pallet	28800
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	264 mm
Hauteur du carton	324 mm
Volume du carton	0.0519 cbm
Poids du carton	6.7 kg
Code EAN de la boîte	4038917154239
Code EAN du carton d'emballage	4038917039802

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

