



Description d'article

Numéro de commande	80.1301
Description d'article	Écouvillons, dans le tube, aucun milieu, (L x Ø) : 175 x 12 mm, matériau de tige : PS, longueur de tige : 147 mm, matériau d'écouvillon : viscosse, stérile, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Type de système de fermeture	bouchon pression
Version	dans le tube
Type de milieu	aucun milieu

Dimensions

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	175 mm
Longueur avec bouchon	175 mm
Longueur sans bouchon	155 mm
Longueur avec bouchon et tige	166 mm
Longueur de la tige du tampon	147 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Matériau du bouchon	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	blanc
Matériau de l'embout	viscose
Matériau de la tige	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE > aucun Sarstedt CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	32000
Volume du carton	0,0367 cbm
Poids du produit	0,0047 kg
Poids du carton	5,94 kg
Code EAN de la boîte	4038917086103
Code EAN du carton d'emballage	4038917234184

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

