



Description d'article

Numéro de commande	80.1362
Description d'article	Écouvillons, avec tube joint, Gel Amies avec charbon, (L x Ø) : 175 x 12 mm, matériau de tige : PS, longueur de tige : 131 mm, matériau d'écouvillon : viscosse, stérile, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	bouchon pression
Version	avec tube joint
Type de milieu	Gel Amies avec charbon

Dimensions

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	175 mm
Longueur avec bouchon	175 mm
Longueur sans bouchon	155 mm
Longueur avec bouchon et tige	166 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Longueur de la tige du tampon 131 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	noir
Matériau de l'embout	viscose
Matériau de la tige	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Fiche de données de sécurité	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	11500
Profondeur du carton	520 mm
Largeur du carton	450 mm
Hauteur du carton	220 mm
Volume du carton	0.0515 cbm
Poids du produit	0.0113 kg
Poids du carton	6.62 kg
Code EAN de la boîte	4038917086332
Code EAN du carton	4038917004893
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

