



Description d'article

Numéro de commande	10.9923.815
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 95 x 16 mm, matériau : LD-PE, cale conique, translucide, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, avec étiquette papier, étiquette/impression: jaune, stérile, 1 pièce(s)/blister

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	jaune
Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Exemple d'utilisation	Après le tube collecteur peut être fermé à l'aide d'un bouchon poussoir fixé.
Forme du fond	cale conique
Volume de travail	10 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 10 ml, (L x Ø) : 95 x 16 mm, LD-PE, avec étiquette papier

Page 2

Dimensions

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	95 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	translucide
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau de la tubulure	Polyéthylène basse densité (LD-PE)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	scellé à 18"hg/10 min
Sans latex	oui
Label de pureté	stérile
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	500
pièces / pallet	16000
Profondeur du carton	548 mm
Largeur du carton	373 mm
Hauteur du carton	408 mm
Volume du carton	0.0834 cbm
Poids du carton	5 kg
Code EAN de la boîte	4038917154543
Code EAN du carton d'emballage	4038917036405

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT