



## Description d'article

Numéro de commande	93.894
Description d'article	Portoir, matériau : PC, transparent, format : 6 x 3, (L x l x h) : 137 x 70 x 40 mm, pour 18 récipients, compatible avec microtube avec cape à vis, 1 pièce(s)/carton intérieur
Code NACRES	NB.12

## Caractéristiques du produit

Compatible avec	microtube avec cape à vis
Capacité de stockage	18
Formats	6 x 3
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

## Dimensions

Largeur du produit	70 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	137 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton intérieur
pièces / boîte	1
pièces / carton	36
pièces / pallet	2376
Profondeur du carton intérieur	72 mm
Largeur du carton intérieur	42 mm
Hauteur du carton intérieur	138 mm
Profondeur du carton	438 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0,0182 cbm
Poids du produit	0,1069 kg
Poids du carton	4,91 kg
Code EAN de la boîte	4038917084505
Code EAN du carton d'emballage	4038917003315

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

