



### **Description d'article**

Numéro de commande	95.1299
Description d'article	Dispositif de débouchage, pour microtube avec bouchon à vis, matériau : aluminium, 3 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	microtube avec bouchon à vis
-----------------	------------------------------

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	aluminium
---------------------	-----------

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Conditionnement**

Minimum order qty.	3
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	3
pièces / carton	30
pièces / pallet	3600
Volume du carton	0.0043 cbm
Poids du produit	0.0145 kg
Poids du carton	0.45 kg
Code EAN de la boîte	4038917086097
Code EAN du carton	4038917065528
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

