



Description d'article

Numéro de commande	95.1299
Description d'article	Dispositif de débouchage, pour microtube avec bouchon à vis, matériau : aluminium, 3 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Compatible avec	microtube avec bouchon à vis
-----------------	------------------------------

Matériau et coloris

Matériau du produit	aluminium
---------------------	-----------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	3
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	3
pièces / carton	30
pièces / pallet	3600
Volume du carton	0.0043 cbm
Poids du produit	0.0145 kg
Poids du carton	0.45 kg
Code EAN de la boîte	4038917086097
Code EAN du carton	4038917065528
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

