



Spécification de produit

**IsoFreeze® PCR Rack, PP, format : 12 x 8,
compatible avec tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml,
barrettes de PCR et plaques de PCR**

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	95.984
Description d'article	IsoFreeze® PCR Rack, matériau : PP, multicolore, format : 12 x 8, compatible avec tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml, barrettes de PCR et plaques de PCR, La couleur change du violet au rose à 7 °C, 2 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml, barrettes de PCR et plaques de PCR
Formats	12 x 8

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	multicolore
Couleur du bouchon	transparent
Couleur cadre	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
IsoFreeze® PCR Rack, PP, format : 12 x 8,
compatible avec tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml,
barrettes de PCR et plaques de PCR

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	2
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	2
pièces / carton	10
pièces / pallet	1280
Profondeur du carton	197 mm
Largeur du carton	175 mm
Hauteur du carton	584 mm
Volume du carton	0.0201 cbm
Poids du produit	0.2144 kg
Poids du carton	2.95 kg
Code EAN de la boîte	4038917373425
Code EAN du carton d'emballage	4038917373418

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-02

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT