



### **Description d'article**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 65.716.309  |
| Description d'article | Bouchon à vis, marron, compatible avec microtubes à vis,<br>500 pièce(s)/sachet |

### **Caractéristiques du produit**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Bouchon           | bouchon plate    |
| Type de fermeture | bouchon à vis    |
| Compatible avec   | microtubes à vis |

### **Matériau et coloris**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Matériau du produit       | Polypropylène (PP)                         |
| Couleur du produit        | marron                                     |
| Matériau du joint torique | Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM) |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





### **Pureté et certification**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE          | CE                      |
| Alloti               | oui                     |

### **Conditionnement**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Type d'emballage intérieur        | sachet        |
| pièces / boîte                    | 500           |
| pièces / carton                   | 10000         |
| pièces / pallet                   | 720000        |
| Code EAN de la boîte              | 4038917925303 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4038917925310 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

