



### **Description d'article**

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 65.716.399                                                                                           |
| Description d'article | Bouchon à vis, mélange de coloris, compatible avec microtube avec bouchon à vis, 100 pièce(s)/sachet |

### **Caractéristiques du produit**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Bouchon           | cape plate                   |
| Type de fermeture | bouchon à vis                |
| Compatible avec   | microtube avec bouchon à vis |

### **Matériau et coloris**

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Matériau du produit       | Polypropylène (PP)                         |
| Couleur du produit        | mélange de coloris                         |
| Matériau du joint torique | Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM) |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Pureté et certification**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE          | CE                      |
| Alloti               | oui                     |

**Conditionnement**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Type d'emballage intérieur | sachet        |
| pièces / boîte             | 100           |
| pièces / carton            | 10000         |
| pièces / pallet            | 720000        |
| Code EAN de la boîte       | 4038917925624 |
| Code EAN du carton         | 4038917925631 |
| d'emballage                |               |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

