

Spécification de produit Bouchon à vis, rouge, stérile, compatible avec microtube avec bouchon à vis

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 65.716.721

Description d'article Bouchon à vis, rouge, stérile, compatible avec microtube

avec bouchon à vis, 500 pièce(s)/sachet double

Code NACRES NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon cape plate

Type de fermeture bouchon à vis

Compatible avec microtube avec bouchon à vis

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit rouge

Matériau du joint torique Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication: 2024-05-09

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.





Spécification de produit Bouchon à vis, rouge, stérile, compatible avec microtube avec bouchon à vis

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Label de pureté stérile

Stérilisation Irradiation électronique

Alloti ou

Conditionnement

Minimum order qty. 5000

Type d'emballage intérieur sachet double

pièces / boite 500 pièces / carton 5000 pièces / pallet 390000 Profondeur du carton 418 mm Largeur du carton 278 mm Hauteur du carton 130 mm Volume du carton 0.0151 cbm Poids du produit 0.0003 kgPoids du carton 2.01 kg

 Code EAN de la boite
 4038917118958

 Code EAN du carton
 4038917043847

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

