



Description d'article

Numéro de commande	65.716.723
Description d'article	Bouchon à vis, bleu, stérile, compatible avec microtube avec bouchon à vis, 500 pièce(s)/sachet double
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	microtube avec bouchon à vis

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	bleu
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Bouchon à vis, bleu, stérile, compatible avec
microtube avec bouchon à vis

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet double
pièces / boîte	500
pièces / carton	5000
pièces / pallet	390000
Profondeur du carton	418 mm
Largeur du carton	278 mm
Hauteur du carton	130 mm
Volume du carton	0.0151 cbm
Poids du produit	0.0003 kg
Poids du carton	2.01 kg
Code EAN de la boîte	4038917118972
Code EAN du carton	4038917053600
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-06

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT