



Description d'article

Numéro de commande	72.607.772
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 1,5 ml, fond conique, avec moletage, transparent, sans bouchon, stérile, 500 pièce(s)/sachet double
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	1,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2500
Type d'emballage intérieur	sachet double
pièces / boîte	500
pièces / carton	2500
pièces / pallet	130000
Profondeur du carton	548 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	130 mm
Volume du carton	0.0262 cbm
Poids du produit	0.0011 kg
Poids du carton	3.24 kg
Code EAN de la boîte	4038917114288
Code EAN du carton d'emballage	4038917043809

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

