



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.608
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique, avec moletage, transparent, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 5000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 5000  
pièces / pallet 180000  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 300 mm  
Volume du carton 0.0475 cbm  
Poids du produit 0.0012 kg  
Poids du carton 6.51 kg  
Code EAN de la boîte 4038917082846  
Code EAN du carton d'emballage 4038917001861

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

