



Description d'article

Numéro de commande	72.609.300
Description d'article	Microtube avec cape à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA
Catégorie de produit Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 5000
pièces / pallet 180000
Volume du carton 0.0492 cbm
Poids du produit 0.0012 kg
Poids du carton 6.83 kg
Code EAN de la boîte 4038917434287
Code EAN du carton d'emballage 4038917434270

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

