



Description d'article

Numéro de commande	72.609.601
Description d'article	Microtube à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, sans bouchon, avec plage d'écriture imprimée, avec graduation, 250 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Agent de diagnostic in vitro (IVD)
Certifié CE	CE - Autodéclaration du fabricant
Alloti	oui

Conditionnement

Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	5000
pièces / pallet	180000
Profondeur du carton	450 mm
Largeur du carton	450 mm
Hauteur du carton	246 mm
Volume du carton	0.0498 cbm
Poids du produit	0.0014 kg
Poids du carton	7.06 kg
Code EAN de la boîte	4038917795357
Code EAN du carton d'emballage	4038917795364

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

