



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.687.772
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 1,5 ml, fond conique, transparent, sans bouchon, stérile, 500 pièce(s)/sachet double
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Rainures	non
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	1,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Irradiation électronique  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 2500  
Type d'emballage intérieur sachet double  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 2500  
pièces / pallet 130000  
Profondeur du carton 548 mm  
Largeur du carton 368 mm  
Hauteur du carton 130 mm  
Volume du carton 0.0262 cbm  
Poids du produit 0.0011 kg  
Poids du carton 3.27 kg  
Code EAN de la boîte 4038917116329  
Code EAN du carton d'emballage 4038917043823

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

