



### **Description d'article**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 72.694.300  |
| Description d'article | Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, bouchon : naturel, bouchon séparé, 500 pièce(s)/sachet |

### **Caractéristiques du produit**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Graduation               | non                 |
| Rainures                 | oui                 |
| Forme du fond            | fond conique à jupe |
| Volume de travail        | 2 ml                |
| Centrifugation max (FCR) | 20000 x g           |

### **Dimensions**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Diamètre            | 10.8 mm |
| Longueur du produit | 44 mm   |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Matériau du produit       | Polypropylène (PP)                         |
| Couleur du produit        | transparent                                |
| Matériel de fermeture     | Polypropylène (PP)                         |
| Couleur du bouchon        | naturel                                    |
| Matériau du joint torique | Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM) |

### **Pureté et certification**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA                    |
| Catégorie de produit    | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE             | CE                      |
| Alloti                  | oui                     |

### **Conditionnement**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Type d'emballage intérieur        | sachet        |
| pièces / boîte                    | 500           |
| pièces / carton                   | 5000          |
| pièces / pallet                   | 160000        |
| Profondeur du carton              | 463 mm        |
| Largeur du carton                 | 412 mm        |
| Hauteur du carton                 | 292 mm        |
| Volume du carton                  | 0.0557 cbm    |
| Poids du carton                   | 8.59 kg       |
| Code EAN de la boîte              | 4038917926256 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4038917926263 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

