



Description d'article

Numéro de commande	72.694.305
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, bouchon : naturel, bouchon assemblé, stérile, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	108000
Profondeur du carton	351 mm
Largeur du carton	280 mm
Hauteur du carton	138 mm
Volume du carton	0.0136 cbm
Poids du carton	1.82 kg
Code EAN de la boîte	4038917926300
Code EAN du carton d'emballage	4038917926317

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

