



Description d'article

Numéro de commande	72.694.310
Description d'article	Microtube avec cape à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique à jupe, avec moletage, marron, bouchon : marron, bouchon séparé, avec plage d'écriture imprimée, avec graduation, 250 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	marron
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	marron
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	5000
pièces / pallet	160000
Profondeur du carton	463 mm
Largeur du carton	412 mm
Hauteur du carton	292 mm
Volume du carton	0.0557 cbm
Poids du carton	8.59 kg
Code EAN de la boîte	4038917926423
Code EAN du carton d'emballage	4038917926430

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

