



Description d'article

Numéro de commande	72.694.406
Description d'article	Microtube à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, bouchon : naturel, bouchon assemblé, avec plage d'écriture imprimée, avec graduation, PCR Performance Tested, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Agent de diagnostic in vitro (IVD)
Certifié CE	CE - Autodéclaration du fabricant
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	99000
Profondeur du carton intérieur	211 mm
Largeur du carton intérieur	191 mm
Hauteur du carton intérieur	141 mm
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	223 mm
Hauteur du carton	160 mm
Volume du carton	0.0142 cbm
Poids du produit	0.0016 kg
Poids du carton	2.11 kg
Code EAN de la boîte	4038917223928
Code EAN du carton d'emballage	4038917223911

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

