



Description d'article

Numéro de commande	72.703.217
Description d'article	Microtube avec cape à vis, volume de travail : 1,5 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, bouchon : naturel, bouchon attaché, avec plage d'écriture imprimée, avec graduation, Biosphere® plus, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Bouchon	cape à attache
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	1,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	500
pièces / pallet	55000
Profondeur du carton intérieur	211 mm
Largeur du carton intérieur	191 mm
Hauteur du carton intérieur	141 mm
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	223 mm
Hauteur du carton	160 mm
Volume du carton	0.0142 cbm
Poids du produit	0.0017 kg
Poids du carton	1.45 kg
Code EAN de la boîte	4038917223836

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Spécification de produit
**Microtube avec cape à vis, 1,5 ml, Biosphere®
plus**

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917223829

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2023-03-30

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT