

Spécification de produit Microtube avec bouchon à vis, 0,5 ml

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 72.733.001

Description d'article Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 0,5 ml,

fond conique, avec moletage, transparent, bouchon:

naturel, bouchon séparé, 500 pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation non

Bouchon à vis standard

Rainures oui


Forme du fond fond conique

Volume de travail 0,5 ml
Centrifugation max (FCR) 20000 x g

Dimensions


Diamètre 8 mm Longueur du produit 44 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.







Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polypropylène (PP)

Couleur du bouchon naturel

Matériau du joint torique Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 5000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 500 pièces / carton 5000 180000 pièces / pallet Profondeur du carton 578 mm Largeur du carton 368 mm Hauteur du carton 195 mm Volume du carton 0.0415 cbm Poids du produit 0.0012 kg Poids du carton 6.46 kg

 Code EAN de la boite
 4038917119757

 Code EAN du carton
 4038917016773

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

