



Description d'article

Numéro de commande	72.690.001
Description d'article	Tube à réaction de, volume de travail : 1,5 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : transparent, bouchon attaché, avec graduation, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Volume de travail	1,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Dimensions

Diamètre	10,8 mm
Longueur du produit	39 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériau du bouchon	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit de diagnostic in vitro
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	5000
pièces / pallet	150000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	340 mm
Volume du carton	0,0539 cbm
Poids du produit	0,001 kg
Poids du carton	5,56 kg
Code EAN de la boîte	4038917161657
Code EAN du carton d'emballage	4038917554138

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

